



# SPECTRAL.SID NF

Nettoyant désinfectant pour matériels et locaux collectifs - TP2

- Action bactéricide (EN1276), levuricide (EN1650), virucide (EN14476).
- pH neutre, application sur tous les types de surfaces.
- Nettoie, désinfecte, parfume en 1 opération et sans rinçage.
- Diffuse un parfum agréable et rémanent.



Conditionnements au catalogue :

- ✓ 210L
- ✓ 30L
- ✓ 6x5L
- ✓ 4x5L
- ✓ 5L



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE  
DE DIFFUSION**  
www.sid.tm.fr

S.I.D France  
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX  
Tél. : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01





# SPECTRAL.SID NF



## Nettoyant désinfectant pour matériels et locaux collectifs - TP2

- Action bactéricide (EN1276), levuricide (EN1650), virucide (EN14476).
- pH neutre, application sur tous les types de surfaces.
- Nettoie, désinfecte, parfume en 1 opération et sans rinçage.
- Diffuse un parfum agréable et rémanent.

SPECTRAL.SID NF est un nettoyant bactéricide et fongicide partiel parfumé actif sur de nombreux micro-organismes : il procure une atmosphère saine et agréable grâce à son parfum très rémanent pamplemousse. Sa dilution, instantanée dans l'eau quelles que soient les proportions, simplifie les opérations de nettoyage et permet une économie de temps et de main d'oeuvre significative. Grâce à ses parfums, sa capacité de nettoyage, son efficacité à assainir et son pH proche de la neutralité à dosage d'utilisation,

SPECTRAL.SID NF est le produit tout en un idéal pour le nettoyage des lieux publics.

L'activité virucide partielle définie par la norme EN 14476 couvre les virus enveloppés dont le COVID-19.

Tous les agents de surface contenus dans le produit ont une biodégradabilité finale conforme au règlement CE n°648/2004.

## Mode d'utilisation

SPECTRAL.SID NF s'utilise manuellement par pulvérisation : avec un flash puis essuyage avec des lavettes ou chiffons type DUOFIBRE, ou dilué dans un seau puis essuyage avec un balai faubert, à franges, ou trapèze, ou à la serpillière, etc.

- Pour le nettoyage de surfaces faiblement encrassées, préparer une solution avec 1 à 2 % de SPECTRAL.SID NF dans de l'eau.

- Pour des surfaces très encrassées, diluer à raison de 3 à 5 % dans l'eau.

Il peut également être utilisé pour le nettoyage des voies piétonnes, à l'aide d'engins mobiles équipés de surpresseurs, en autolaveuses automobiles, à chaud ou à froid. Pour une action désinfectante, opérer un pré-lavage puis appliquer SPECTRAL.SID NF à 0,5 % mini, laisser un temps de contact suffisant (au moins 5 min). Pas nécessaire (ni recommandé) de rincer.

## Réglementations et Normes

Inventorié pour le TP2 sous le numéro 26781. Usages en TP2 - Désinfectants pour les sanitaires, pour les surfaces, matériaux, équipements et mobiliers sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, du sol ou d'autres substrats (terrains de jeux...). Désinfection de l'air, des systèmes de climatisation et des conduits d'aération, des filtres pour conduits d'aérations.

Bactéricide selon la norme NF EN 1276 en 5 min en conditions de saleté à 20°C, actif à 1% sur Pseudomonas aeruginosa, actif à 0,5% sur Escherichia coli, Enterococcus hirae et Staphylococcus aureus.

Fongicide partiel suivant la norme NF EN 1650 en 15 min en conditions de saleté à 20°C actif à 0,4% sur Candida albicans. VIRUCIDE sur virus enveloppés selon EN 14476+A2 en 15 min, à 5%, à 20°C sur virus de la vaccine en conditions de saleté.

## Données Techniques

### Domaines d'utilisation

Sociétés de nettoyage, administrations, municipalités, maisons de retraite, salles de sport, centres commerciaux, commerces, nettoyage des conduits et filtres d'aération, sanitaires, hôtels, immeubles / HLM, toutes industries, sociétés dans l'événementiel, ERP (Établissement Recevant du Public), petits commerces, etc.

### Principaux éléments de composition

Préparation à base de complexant alcalin, d'alcool isopropylique (cas n°67-63-0, 1,93 % m/m), de chlorure de benzalkonium (cas n°68424-85-1, 4,96 % m/m) et de parfum.

### Propriétés physico-chimiques typiques

- Formulation : solution hydro-soluble concentrée

- Parfum : pamplemousse

- Masse volumique : ~ 993 à 1003 kg/m<sup>3</sup>

- pH : 7,8 à 8,8 (solution diluée à 1%)

### Recommandations

- Ne jamais mélanger avec d'autres produits chimiques, en particulier l'eau de Javel et les désinfectants chlorés, détergents...

- Ne pas verser dans les fosses septiques.

- Éviter le contact prolongé avec la peau. Éviter les projections oculaires.

- Utiliser les biocides avec précaution. Avant utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

- SPECTRAL.SID NF ne peut être utilisé en tant que biocide que pour les usages pour lesquels il a été déclaré.

### Stockage

En emballage d'origine, à l'abri du gel et des intempéries.

### Étiquetage

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité



Nous garantissons la qualité et l'efficacité de notre produit dans les conditions d'utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le produit convient à l'usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne constituent pas des spécifications

Votre expert conseil:

